



## C-Celia™ 产科技能训练产品功能与特征

提供了前所未有的产科体验式教学模式。模型将人体解剖结构呈现的淋漓尽致，包括带有压力的模拟血液和体液。将产科培训教学推向了一个新的高度。

C-Celia 产科技能训练套装包含5个独立的模型，他们为实训者提供了真实的训练场景，使产科医师能够全面掌握分娩过程中涉及的急救技能。

参考以下表格，选取您需要的训练模型。







C-Celia™: 为您提供完整的产科助产培训方案, 让您在逼真的实训环境中体验前所未有的真实

	剖宫产手术训练模型	剖宫产胎儿娩出训练模型	剖宫产手术切开与缝合训练模型	产后出血 (PPH) 训练模型	剖宫产手术中紧急子宫切除模型
产品型号:	1021391	1021386	1021392	1021387	1021389
产品供应状态:	完整的产妇腹部	产妇腹部预先做好横切口	产妇腹部预先做好切口并放置剖宫产插件	经剖宫产手术的产妇腹部和子宫	经剖宫产手术的产妇腹部和子宫
相关技能训练:	<p><b>紧急剖宫产手术技能:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>横切剖宫产 (Pfannenstiel 切口)</li> <li>纵切剖宫产 (脐到耻骨联合)</li> </ul> <p><b>剖宫产从腹壁到子宫结构:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>腹壁</li> <li>肌肉</li> <li>筋膜</li> <li>腹白线</li> <li>子宫</li> <li>羊膜</li> </ul>	<p><b>针对困难剖宫产进行助产训练:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>宫底施压手动分娩</li> <li>使用胎头吸引器</li> <li>使用产钳</li> </ul>	<p><b>剖宫产切口:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>腹部切口</li> <li>子宫切口</li> </ul> <p><b>剖宫产缝合:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>组织修复与缝合</li> </ul>	<p><b>剖宫产术后产后出血管理:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>修复复杂的子宫裂伤和子宫动脉损伤</li> </ul> <p><b>多种产后出血止血方法训练:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bakri 球囊填塞</li> <li>B-Lynch 缝合</li> <li>Hayman 缝合术</li> <li>O-Leary 缝合</li> </ul> <p><b>手术性出血管理训练:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子宫缝合</li> <li>子宫动脉结扎</li> </ul> <p><b>非手术性出血管理:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子宫底按摩</li> <li>双手压迫止血</li> <li>子宫填塞</li> <li>腹主动脉压迫止血</li> </ul>	<p><b>剖宫产后子宫切除术:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>出血管理</li> <li>子宫夹闭与切割</li> <li>子宫可以完全切除</li> </ul>
功能特征:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1个新生儿(带有脐带和胎盘)</li> <li>1个双胞胎(带有脐带和胎盘)</li> <li>综合密封润滑系统</li> <li>具有模拟羊水</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1个新生儿(带有脐带和胎盘)</li> <li>1个双胞胎(带有脐带和胎盘)</li> <li>综合密封润滑系统</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>做切口训练的腹部和子宫</li> <li>松弛的腹部和空子宫 (用于缝合修补)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>综合加压润滑系统</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>子宫、膀胱、输尿管和详细的子宫动脉</li> <li>综合加压润滑系统</li> </ul>
配置清单:	<ul style="list-style-type: none"> <li>紧急剖宫产腹部模型</li> <li>5个剖宫产子宫</li> <li>全尺寸新生儿(2.85 kg)</li> <li>双胞胎新生儿(1.87 kg)</li> <li>修补工具: 羊膜囊修复剂, 每个子宫可重复修复并使用5次(共25次)</li> <li>13个腹部插件</li> <li>润滑剂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>剖宫产腹部和子宫模型</li> <li>全尺寸新生儿(2.85 kg)</li> <li>双胞胎新生儿(1.87 kg)</li> <li>润滑剂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>产妇腹部和子宫模型</li> <li>松弛的腹部和空子宫</li> <li>50个腹部插件</li> <li>50个子宫插件</li> <li>50个羊膜囊插件</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>开放式剖宫产后腹部模型</li> <li>2个可反复使用的子宫</li> <li>润滑剂</li> <li>人工血液</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>开放式剖宫产后腹部模型</li> <li>10个子宫</li> <li>润滑剂</li> <li>人工血液</li> </ul>

您可以登录官方网站查看更多的产品信息

[3bscientific.com](http://3bscientific.com)



3B Scientific

Operative Experience

Suzhou 3B Scientific Co., Ltd. • 苏州新区火炬路45号 • 科技工业园 • 215009

Tel:+86 512 68081123 • Fax:+86 512 68258957 • E-Mail:sales@3bscientific.cn